

佛光大學生理心理學實驗室生物安全櫃 (BSC) 使用紀錄表

實驗室負責人：黃智偉

實驗室負責人緊急連絡電話：03-987-1000 Ext. 27114

BSC 廠牌及型號		BHC-1000IIA2		BSC 等級		■ Class II (■ A1, □ A2, □ B1, □ B2)	
BSC 最近一次檢測		_____年_____月_____日		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
BSC 設置地點		佛光大學雲慧樓五樓 U51401 生理心理學實驗室之生物安全室					
日期	時間	使用人	使用前確認 開口處氣流 保持向內	實驗內容	實驗前後使用適當消毒劑除污		開 UV 燈時間 (分鐘)
範例： 2022.01.01	10:30~11:30	OOO	是	執行光遺傳學手術實驗，IACUC 編號	75% 酒精		30 min
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	
					<input type="checkbox"/> 實驗前	<input type="checkbox"/> 實驗後	

實驗室管理人：_____

實驗室主管：_____

註：

1. 每次使用 BSC 應填寫使用紀錄表，表單應留存 3 年。
2. 請依 BSC 使用說明進行操作，使用前可利用薄紙條確認開口氣流是否正常。
3. BSC 發生異常狀況時，應立即停止使用，並通知實驗室負責人及找廠商檢修。